

Comfort FAUTEUIL DE THÉRAPIE

FAUTEUIL DE TRAITEMENT POUR LES THÉRAPIES PAR STIMULATION MAGNÉTIQUE TRANSCRÂNIENNE (TMS) PAR DIGITERM

■ La stimulation magnétique transcrânienne ou TMS désigne une technique de stimulation cérébrale non invasive qui utilise des forces d'induction magnétique sur une certaine zone du cerveau.

■ L'induction électromagnétique est produite par l'électricité provenant d'un arc, et ces impulsions traversent le crâne dans la zone spécifique du récepteur cérébral.

■ Il existe de nombreuses méthodes de stimulation cérébrale, telles que la thérapie électroconvulsive et les techniques de stimulation cérébrale. Cependant, l'approche la plus couramment utilisée actuellement pour la stimulation cérébrale est la technique de stimulation magnétique transcrânienne..



PROFESSIONAL SEATING SOLUTIONS BY

Digiterm[®]
medical equipment

■ La TMS est utilisée avec succès dans le traitement des **do**
maines suivantes :

- Major Depressive Disorder
- Dépression anxieuse
- Trouble obsessionnel compulsif
- Tabagisme
- Trouble bipolaire
- Syndrome de stress post-traumatique
- Schizophrénie
- Maladie d'Alzheimer
- Autisme
- Douleur chronique
- Sclérose en plaques
- Maladie de Parkinson
- Rééducation après un AVC



■ Nos modèles de fauteuils spécialement conçus pour les traitements TMS offrent deux solutions alternatives pour le repose-jambes avec trois possibilités de réglage indépendantes par actionneurs électriques : dossier, repose-jambes et inclinaison de toute la surface d'assise.

■ Les sièges sont en outre configurables avec des options supplémentaires de design, de confort et de fonctionnalité, par exemple une large gamme de combinaisons de couleurs, un logo imprimé, un repose-pieds motorisé ou des accoudoirs réglables en hauteur, pour n'en citer que quelques-unes.



L'appui-tête peut être réglé pour offrir un soutien optimal, confortable et sûr à la tête pendant le traitement

■ Digiterm est un fournisseur réputé de fauteuils de traitement de haute qualité destinés à un large éventail de thérapies telles que la dialyse, la chimiothérapie, le don de sang et de plasma, la chirurgie quotidienne et la TMS.

■ Les valeurs clés de nos chaises sont la qualité, la fiabilité, le confort et la sécurité. Depuis 2001, plus de 40 000 chaises ont été livrées à nos partenaires dans le monde entier, à la grande satisfaction des utilisateurs finaux.

■ Nous répondons aux normes les plus élevées en la matière et nos produits sont enregistrés en tant que dispositifs médicaux conformément au règlement sur les dispositifs médicaux 2017/745 (MDR).

■ Nos modèles de fauteuils spécialement conçus pour les traitements TMS offrent deux solutions alternatives pour le repose-jambes avec trois possibilités de réglage indépendantes par actionneurs électriques : dossier, repose-jambes et inclinaison de toute la surface d'assise.

■ Nous avons des références pour cette application en Europe, aux États-Unis, en Russie et en Australie. Nous espérons vous compter bientôt parmi nos partenaires satisfaits.

Digiterm[®]
medical equipment

Digiterm Ltd.
Ipar út 7., H-3200 Gyöngyös
Tel.: +36 37 311 990
Fax: +36 37 311 893
E-mail: sales@digiterm.hu
www.digiterm.hu

